

**会社名 : コニカミルタ株式会社**

対応機種

・対応読取装置

REGIUS シリーズ (2005年2月発売～2015年8月発売の機種)

AeroDR シリーズ (2022年9月発売の機種まで)

PLAUDR シリーズ (2015年8月発売の機種まで)

※コンソールは Unitea シリーズ または CS シリーズ

推奨パラメーター

| コンソール種別 ; Uniteaシリーズ |           |            |
|----------------------|-----------|------------|
|                      | Hybrid    | REALISM*1  |
| LUT                  | LIN-03    | THX-08     |
| S 値                  | 200 (目安)  | 200 (目安)   |
| G値                   | 2.10 (目安) | 2.40       |
| シャープ処理               | レベル 2     | RF-D レベル 2 |
| 骨部補正処理               | レベル 6     | RE-B レベル 6 |
| 軟部補正処理               | OFF       | RF-B レベル 1 |
| HS/RS                | 0.30      | 0.60       |

\*1 REALISM 処理はオプション機能です。

| コンソール種別 ; CSシリーズ |                                 |                         |
|------------------|---------------------------------|-------------------------|
|                  | Hybrid                          | REALISM                 |
| LUT              | THX-01                          | THX-01                  |
| 縦隔濃度             | 0.20                            | 0.20                    |
| 肺野濃度             | 2.00                            | 2.00                    |
| HE/RE<br>タイプ     | HE-Standard2<br>(kl1/kh1 : 50%) | RE-B<br>(kl1/kh1 : 60%) |
| HE/RE<br>低濃度     | 0.80                            | 0.70                    |
| HE/RE<br>高濃度     | 0.15                            | 0.20                    |
| HF/RFタイプ         | HF-Standard3                    | RF-C                    |
| HF/RF<br>低濃度     | 0.60                            | 0.80                    |
| HF/RF<br>高濃度     | 0.60                            | 0.60                    |
| HS/RS            | 0.40                            | 0.40                    |

資料作成年月日 : 2022年11月16日